

## **Convergys® Cleaner Cleaning Agent Kode : 1100-1603**

### **1. Ditujukan Gunakan:**

Deterjen mencemari solusi microfiltered untuk pembersihan secara teratur, membilas dan mencuci hematologi analyzer's kapiler, tubings dan ruang, menghapus komponen darah endapan.

### **2. Komposisi / Data pada komponen:**

nama Konsentrasi

Deterjen \* <1,0%

\* Nama kimia tertentu dianggap informasi milik perusahaan

### **3. Peringatan:**

identifikasi bahaya

#### **Bahaya yang paling penting:**

Tidak ada.

#### **Risiko spesifik:**

Tidak ada yang diketahui.

#### **Informasi yang berkaitan dengan bahaya tertentu bagi manusia dan lingkungan:**

Mungkin berbahaya jika tertelan.

#### **informasi Toksikologi**

##### **Toksitas akut:**

Ketika digunakan dan ditangani sesuai dengan spesifikasi, produk tidak memiliki efek berbahaya menurut pengalaman kami dan informasi yang diberikan kepada kami.

Bahan ini tidak tunduk pada klasifikasi menurut daftar EC dalam versi terakhir.

##### **Tingkat kepekaan:**

Tidak menimbulkan efek kepekaan dikenal.

##### **Toksitas kronis:**

Tidak ditentukan.

##### **terhirup:**

Tidak ditentukan.

##### **Primer efek iritasi:**

**pada kulit:** Tidak ada efek iritasi.

**pada mata:** Tidak ada efek iritasi.

**Tertelan:** Tidak ditentukan.

##### **Mutagenisitas sel germinal**

data tidak tersedia

##### **Karsinogenik**

IARC: Tidak ada komponen produk ini menyajikan pada tingkat yang lebih besar dari atau sama dengan 0,1% diidentifikasi sebagai kemungkinan, mungkin atau dikonfirmasi karsinogen manusia oleh IARC.

##### **toksitas reproduksi**

data tidak tersedia

##### **Berpotensi efek kesehatan**

**Inhalasi:** Mungkin berbahaya bila terhirup. Dapat menyebabkan iritasi saluran pernafasan.

**Tertelan:** Mungkin berbahaya jika tertelan.

**Kulit:** Tidak iritasi (berdasarkan komponen).

**Mata:** Tidak iritasi (berdasarkan komponen).

**Tingkat kepekaan:** Tidak meningkatkan kepekaan (berdasarkan komponen).

### **4. Pencegahan dan penyimpanan:**

Convergys® solusi bersih adalah desain untuk penggunaan laboratorium profesional. Tindakan pencegahan laboratorium biasa harus diamati. Solusi Convergys® cleaner yang akan dikirim dan disimpan kering pada suhu antara 15 - 30 ° C

### **5. Stabilitas:**

Botol belum dibuka stabil sampai dengan tanggal kedaluwarsa. Botol dibuka stabil selama 120 hari

### **6. Indikasi Kerusakan:**

Reagen ini tidak berwarna. Jika ada partikel padat atau partikel terkontaminasi terlihat dalam wadah itu mungkin menunjukkan kerusakan. Jangan gunakan produk jika kerusakan diduga.

### **7. Instruksi:**

Solusi Convergys® bersih akan dipasang oleh pengguna profesional pada Convergys® X3 Hematologi otomatis Analyzers sesuai petunjuk di Analyzers User Manual.

1. Buka tutup botol

2. Hubungkan tutup di mana ada koneksi tabung.

3. Hubungkan tabung untuk tutup Reagen di satu sisi dan belakang instrumen di sisi lain

### **8. Keterbatasan:**

Kinerja produk ini terjamin hanya jika benar disimpan dan digunakan seperti yang dijelaskan dalam insert ini.

### **9. Bantuan Teknis:** Tech. dukungan dan layanan pelanggan di <http://www.convergenttechnologies.de/support/>

### **10. Diproduksi Oleh:** Convergent Technologies GmbH & Co KG, Ringstrasse 14, 35091 Coelbe, Jerman